

# reesa®

# Sonic toothbrush

TSA8015

**Bedienungsanleitung**

DE

**Owner's manual**

EN

**Instrukcja obsługi**

PL

**Manual de utilizare**

RO

**Návod na použitie**

SK

Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul accidentarilor, respectati urmatoarele masuri de siguranta atunci cand folositi un dispozitiv electric:

- Cititi manualul cu atentie, chiar daca sunteti familiarizat cu acest produs.
- Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea indicata pe aparat corespunde cu tensiunea de la priza
- Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la priza:
  - daca acesta nu functioneaza corect
  - daca se aude un sunet neobisnuit in timpul functionarii
  - inainte de curatare
  - inainte de intretinere
- Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, prindeti si trageti de stecher, nu de cablu.
- Acest produs poate nu fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, decat daca sunt supravegheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.
- Cablul de alimentare poate fi inlocuit doar intr-un service autorizat.
- Nu utilizati acest aparat daca nu functioneaza corect sau daca a fost scapat in apa. Nu incercati sa reparati singur produsul, poate fi reparat doar de personal calificat si autorizat. Acest produs nu are piese de schimb pentru utilizatori. In caz de defectiuni, contactati un service autorizat pentru verificare/reparatii.
- Pastrati aparatul si cablul acestuia departe de caldura, apa, umiditate, muchii ascutite si orice alt factor care poate deteriora produsul sau cablul acestuia.
- Nu utilizati produsul in scopuri diferite de cele afisate in acest manual.
- Producatorul acestui aparat nu este responsabil pentru pagubele cauzate de manipularea si utilizarea necorespunzatoare a produsului.
- Deconectati aparatul de la priza daca nu va fi folosit o perioada mai lunga de timp.
- Folositi doar accesorii originale/autorizate.
- NU UTILIZATI produsul in timp ce faceti baie.
- Nu puneti si nu depozitati produsul in locuri unde poate cadea sau poate fi impins in chiuveta sau cada.
- Nu atingeti produsul daca a cazut in apa; deconectati-l de la priza imediat.
- Nu manipulati cablul sau aparatul cu mainile ude.
- Produs destinat doar pentru uz casnic. Nu este pentru uz comercial.
- NOTA: Acest produs are maner impermeabil. Este sigur din punct de vedere electric si este destinat pentru utilizarea in baie, dar NU se poate folosi sub apa!

## INCARCARE

1. Asigurați-vă ca bateria este încărcată complet înainte de prima utilizare.
2. Conectați unitatea de încărcare la o rețea și puneți manerul periutei de dinți pe unitatea de încărcare.
3. Indicatorul de alimentare/încărcare va clipi în culoarea roșie, ceea ce înseamnă că aparatul se încarcă.
4. Încărcarea completă durează 24 de ore și permite aproximativ până la 40 de zile sau 160 de minute de utilizare continuă.
5. După încărcarea completă, indicatorul de încărcare devine verde și arată că acumulatorul este încărcat. Indicatorul rămâne verde atâta timp cât paștrăți periuta de dinți pe unitatea de încărcare.
6. Scoateți stecherul din priză pentru a economisi energie sau lăsați-l în priză și paștrăți periuta pe baza de încărcare (nu există riscul supraincării bateriei).

**Nota:** când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul de alimentare/încărcare clipește în roșu.

## FUNCTIONARE

1. Când bateria este încărcată, atașați capul de periaj la periuta.

**Nota:** va rămâne un spațiu de aproximativ 0,5 mm între capul de periaj și maner.

2. Pentru a evita stropirea, orientați capul de periaj către dinți și apoi porniți aparatul.
3. Poziționați periile pe dinți la un mic unghi.
4. Apăsăți butonul de pornire pentru a porni aparatul. Dacă continuați să apăsați pe butonul de pornire, aparatul va trece în următorul mod de funcționare (secvența este următoarea: pornirea în modul de lucru curățare, modul sensibil, modul masaj, modul albire, modul lustruire, oprire)

**Retineti:** această periuta are o funcție de memorare, porneste de la ultimul mod selectat. La prima pornire, modul implicit este modul normal. După ce ați făcut ultima setare, o va memora pe aceasta pentru următoarea pornire.

## TEMPORIZATOR

5. Aparatul este prevăzut cu temporizare (2 minute în modurile Curățare, Sensibil, Masaj și Albire, 1 minut în modul Lustruire). Această caracteristică ajută utilizatorul să își formeze un obicei sănătos în respectarea duratei de periaj. După ce au trecut cele 2 minute (sau 1 minut în cazul modului de lustruire), periuta se oprește automat.
6. Periuta de dinți se oprește scurt la fiecare 30 de secunde pentru a reaminti utilizatorului timpul trecut.

**Sfat:** Utilizați acest sunet pentru a măsura egal timpul de periaj pentru fiecare zonă (cuadrant) – veți avea astfel 30 secunde disponibile pentru fiecare parte (se aplică în modurile Curățare, Sensibil, Masaj și Albire).

## MODURI DE FUNCTIONARE

7. Acest aparat ofera diferite moduri de periaj pentru diferite nevoi de ingrijire orala:
  - Curatare – indeparteaza tartrul si bacteriile de pe dinti, frecventa ridicata
  - Sensibil – pentru dinti si gingii sensibile, frecventa moderata
  - Masaj – maseaza dintii si gingiile, frecventa moderata
  - Albire – albete dintii, modurile de curatare si lustruire se schimba alternativ
  - Lustruire – lustruiește și luminează dintii, rezistentă și frecvență ridicată

Pentru a porni periuta de dinti, apasati butonul de pornire o data. Daca apasati butonul de pornire de mai multe ori, aparatul va intra in unul din urmatoarele moduri:

- pornire in modul curatare
- modul sensibil
- modul masaj
- modul albire
- modul lustruire
- oprire

### Nota:

- Puteti schimba modul de functionare dupa maxim 5 secunde de cand ati apasat ultima data butonul. Dupa ce au trecut cele 5 secunde, aparatul ramane in modul ales.
- La prima utilizare a produsului, aparatul intra automat in modul curatare. Dupa aceea, aparatul porneste in modul in care a fost folosit ultima data.
- Corespunzator cu modul selectat, unul din indicatori se va aprinde.

## TEHNICA DE CURATARE

1. Ghidati capul de periaj lent de la un dinte la altul.
2. Tineti capul de periaj in loc cateva secunde inainte de a trece la dintele urmator.
3. Periați gingiile la fel de bine ca dintii. Periați întâi exteriorul dintelui, apoi treceți la interior, terminând cu suprafețele de mestecat ale dintelui.
4. Nu apasati tare, doar lasati periuta de dinti sa isi faca munca.

## CURATARE

1. Dupa curatarea dintilor, treceti capul de periaj prin jetul de apa.
2. Detasati capul de periaj de maner si curatati separat partile periutei prin spalarea sub jet de apa. Stergeti-le complet inainte de a pune manerul in suportul de incarcare.
3. Inainte de curatarea bazei de incarcare, deconectati-o de la retea. Pentru curatare utilizati un material textil usor umed.

**IMPORTANT:** Nu curatati baza de incarcare prin imersia acesteia in apa!

4. Amplasati baza de incarcare pe o suprafata uscata si stabila.
5. Nu conectati baza de incarcare la retea daca aceasta nu este uscata complet.

## SPECIFICATII

- 5 moduri de functionare: Curatare/Soft/Masaj/Albire/Curatare profunda
- 31 000 de pulsatii pe minut (in fiecare mod de utilizare)
- Protecție: IPX7
- Oprire automată după 2 minute; atentionare la fiecare 30 de secunde (Curatare, Soft, Masaj si Albire)
- Oprire automată după 1 minut; atentionare la fiecare 30 de secunde (Curatare profunda)
- Cap de periaj de tarie medie
- Nivel de zgomot:  $\leq 40$  dB
- Indicator de alimentare
- Incarcator inductiv
- Timpul de utilizare pe o singură încărcare: până la 40 de zile sau până la 160 de minute de funcționare continuă
- Acumulator: 800 mAh
- Alimentare: 110-240 V; 50/60 Hz
- Setul contine 2 capete de periaj, husa transport, încărcător



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



**RO**

Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanataii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.